

Laborproben-Transport



SIMPLIFYING INTRALOGISTICS

Logistikprozesse in
Laborgebäuden optimieren

Laborprobentransport

Sicher und hygienisch



Logistikprozesse in Laborgebäuden optimieren - sicher, schnell und zuverlässig

In der Laborlogistik ist es wichtig, dass die Proben zuverlässig und schnell an ihr Ziel gelangen, um dort analysiert zu werden. Gleichzeitig gelten hohe Hygienestandards und die Transporte müssen schonend erfolgen, um die Laborergebnisse nicht zu verfälschen

Wie werden Laborproben von Telelift transportiert?

Das Telelift UniCar System ist ein schienengebundenes Transportsystem mit dreidimensionaler Streckenführung und selbstfahrenden Transportfahrzeugen, die einen automatisierten, schonenden und sicheren Transport von Laborproben gewährleisten. Auch über mehrere Stockwerke oder Gebäudeteile hinweg.

Sicherer und schonender Transport mit dem Telelift UniCar






Dank einer pendelgelagerten Aufhängung des Behälters wird das Transportgut nicht bewegt, wenn das Fahrzeug vom vertikalen in den horizontalen oder den Über-Kopf-Transport wechselt, sondern bleibt stets in

Waage ausgerichtet. So können auch sensible Proben sicher und schonend transportiert werden.

Die elektronisch überwachten Transportbehälter gewährleisten einen hygienischen und sicheren Transport vom Abgabepunkt zum Transportziel mit vollständiger Transportdokumentation. Die TeleControl-Fahrauftragsverwaltung sichert eine schnelle Abarbeitung der Transportaufgaben auf kürzestmöglichem Weg und minimiert somit die Umschlagszeiten im Labor.

Das Telelift System transportiert:

- Blut- und Urinproben
- Gewebeproben (Einzel- und Sammeltransport möglich)
- Blutkonserven und -plasma
- Sensible Proben, die nicht mit anderen Transportsystemen verschickt werden können
- Verbrauchsmaterial und -güter
- Labordokumente



Erfahren Sie mehr über die Telelift Lösung zum Laborprobentransport



Maximale Flexibilität

mit nur einem System

Referenzen



Benefits:

- Sicherer, hygienischer und schonender Transport aller Laborgüter und Laborproben
- Antimikrobielle Beschichtung der Fahrzeuge
- Reduzierung des Risikos einer Kreuzkontamination
- Optimierung der Umschlagszeiten
- Lückenloses Monitoring

Das Teleafth System bietet maximale Flexibilität wenn es darum geht, wie die Proben transportiert werden können.

In unserem Förderbehälter mit schwenkbarem Transporteinatz können Laborproben sowohl einzeln als auch als Sammeltransport befördert werden -verpackt, lose oder gerackt.

Auch die Beladung mit vorkommissionierten Laborproben ist problemlos möglich. Dabei passen nahezu alle gängigen Behälter und Laborprobenträger problemlos in das Fahrzeug.

Die Unversehrtheit der Laborproben ist während des gesamten Transports sichergestellt. Durch den schonenden, automatisierten Transport sowie eine antimikrobielle Beschichtung der Fahrzeuge wird das Risiko einer Kreuzkontamination minimiert und ein hoher Hygienestandard gewährleistet.


Profitieren auch Sie durch den Einsatz einer automatisierten Transportlösung von Teleafth. Durch die geringeren Wartezeiten und die erhöhte Effizienz beim Probentransport stellen Sie sicher, dass Ihr Labor immer mit optimierter Leistung arbeiten kann.

Auszug aus unserer Referenzliste

Seit 1964 ist die Teleafth GmbH im Krankenhaus- und Laborbereich tätig. Unsere innerbetrieblichen Transportsysteme lösen die Herausforderungen des Transports von medizinischen Gütern und Proben auf teils engstem Raum. Die Sicherheit der Transportgüter steht dabei stets im Vordergrund.

Teleafth hat mehr als 1.500 Anlagen in über 40 Ländern installiert - davon zahlreiche Krankenhaus Labore -und ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Unser Ziel ist, mit Ihnen gemeinsam die optimale Lösung für Ihre Laborlogistik oder darüber hinaus zu finden. Ein Auszug aus unserer umfangreichen Referenzliste



Singapore General Hospital Laboratory

Verteilung von internen und externen Laborproben aus über 40 lokalen, ambulanten Kliniken an mehrere Teillaboren



Bristol Southmead Pathology

Die Teleafth Anlage transportiert Laborgüter über mehrere Gebäude hinweg und ermöglicht so eine effiziente Arbeitsweise und einen kontinuierlichen Workflow.



AUSL della Romagna

Transport von Laborproben über mehrere Stockwerke und mit mehreren Stationen.



Ersatzteilmanagement

- Neueste Technologien
- Kompletter Service rund um das Ersatzteil
- Kurzfristige Lieferung
- Reparatur von Komponenten
- Beratung und Dokumentation
- Für ältere Anlagen stellen wir langfristig alle erforderlichen Ersatzteile bereit
- Fachgerechter Einbau

Vollwartung

Bei einer Vollwartung schließt der Anlagenbetreiber mit Teleafit einen Vertrag, der die komplette Instandhaltung der Anlage beinhaltet. Die Vertragsdauer beträgt in der Regel 10 Jahre oder länger.

Teilwartung

Bei einer Teilwartung führt Teleafit sämtliche Arbeiten wie bei einer Vollwartung durch. Die Teilwartung beinhaltet jedoch keine Lieferung von Ersatz- und Verschleißteilen. Diese werden gesondert nach Aufwand berechnet. Zusätzlich zu einem Teilwartungsvertrag kann ein Bereitschaftsdienst im Falle von Störungen vereinbart werden, so dass die Verfügbarkeit Ihrer Anlage gesichert ist.

Technischer Service von Teleafit:

- Untersuchung und Auswertung Ihrer Intralogistik
- Inspektionen und Reparaturen
- Beheben von Störfällen
- Reinigen der Anlage
- Schulen von Personal
- Transparente und planbare Betriebskosten
- Ferndiagnose
- Reparatur, wenn möglich im laufenden Betrieb
- Bundesweites Servicenetz

Teleafit bietet drei unterschiedliche Wartungskonzepte an. Dabei ist die bestmögliche Verfügbarkeit oberstes Ziel.

Wartung auf Abruf

Für Anlagen, die vom Betreiber selbst teilweise oder vollständig gewartet werden, bieten wir eine maßgeschneiderte Wartung auf Abruf an. Der Teleafit-Service führt die Instandhaltungsarbeiten erst auf Anfrage durch oder wahlweise nach einem mit dem Kunden festgelegten Wartungsplan. Gerne unterstützen oder schulen wir das kundeneigene Serviceteam. Durch den Teleafit Service garantieren wir, dass sowohl ältere als auch neue Anlagen perfekt arbeiten.

Telelift GmbH
Frauenstraße 28
82216 Maisach
Germany

Phone +49 (0)8141 315 910
info@telelift-logistics.com



www.telelift-logistics.com