


Fact Sheet UniLabCar8

telelift
SIMPLIFYING INTRALOGISTICS



Schonender Laborprobentransport

Mit dem UniLabCar ist ein automatisierter, sicherer und schonender Transport von Laborproben gewährleistet. Auch über mehrere Stockwerke oder Gebäudeteile hinweg.

Dank einer pendelgelagerten Aufhängung des Behälters wird das Transportgut nicht bewegt, wenn das Fahrzeug vom vertikalen in den horizontalen oder den Über-Kopf-Transport wechselt, sondern bleibt stets in Waage ausgerichtet. So können auch sensible Proben sicher und schonend transportiert werden.

Die elektronisch überwachten Transportbehälter gewährleisten einen hygienischen und sicheren Transport vom Abgabepunkt zum Transportziel mit vollständiger Transportdokumentation.

Die TeleControl-Fahrauftragsverwaltung sichert eine schnelle Abarbeitung der Transportaufgaben auf kürzestmöglichem Weg und minimiert somit die Umschlagszeiten im Labor.

Das UniLabCar8 transportiert (Einzel- und Sammeltransport möglich):

- Blut- und Urinproben
- Gewebeproben
- Blutkonserven und -plasma
- Sensible Proben, die nicht mit anderen Transportsystemen verschickt werden können
- Verbrauchsmaterial und -güter
- Labordokumente
- u.v.m.

Fact Sheet

UniLabCar8

telelift

SIMPLIFYING INTRALOGISTICS

Transportgewicht und -abmessungen:



432 mm x 300 mm x 210 (~ 27 Liter) Max. Nutzvolumen



588 mm x 372 mm x 210 mm Max. Abmessungen



max. 8.000g Transportgewicht



5° bis 40° C Einsatztemperatur

