

Fact Sheet

UniCar B320

telelift
SIMPLIFYING INTRALOGISTICS



Schonender Transport für größere Güter

Das UniCar B320 wurde für speziell für das Handling von sensiblen Gütern in Laboren, Krankenhäusern, Bibliotheken und Industrie entwickelt.

Typische Transportaufgaben sind Blutproben in Laboratorien oder aber Fertigungsteile oder Werkzeug- bzw. Messgeräteversorgung in industrieller Fertigungsumgebung.

Der Einsatz des B320 Förderbehälters bietet sich an, wenn größere Transportgüter oder eine Vielzahl kleiner Transportgüter gleichzeitig schonend transportiert werden sollen.

Das UniCar B320 wird manuell be- und entladen. Es verfügt über einen schwenkbaren Behälter, mit Pendellageraufhängung.

UniCar B320 features:

- Schneller, schonender und effizienter-Transport
- Vergrößertes Transportvolumen auch für größere Güter
- Exaktes Monitoring
- Spontaner Direkttransport
- Manuelle Befüllung bis zu 8kg

Fact Sheet UniCar B320

telelift
SIMPLIFYING INTRALOGISTICS

Transportgewicht und -abmessungen:



max. ca.28 Liter
Transportvolumen



588 x 371 x 680 (L x B x H, mm)
Max. Abmessungen



max. 8 kg
Transportgewicht



5° bis 40° C
Einsatztemperatur

